


ΚΟΡΜΟΣ



ORTHOLAND

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΝΔΡΙΚΗ

Κωδικός	209150
Μέγεθος	Κοινό
Μήκος Ζώνης σε εκ.	98,5
Ύψος Ζώνης σε εκ.	15
Χρώμα	Λευκό

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Περιέχει επένδυση με ειδικό ελαστικό **FOAM**.
- Υλικά αεριζόμενα, μη τοξικά, αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά.
- Μπορεί να πλυθεί.

Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποθεραπεία σε:
Θλάσεις, Κακώσεις, Κατάγματα Πλευρών.

**ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ**


Κωδικός	209160
Μέγεθος	Κοινό
Μήκος Ζώνης σε εκ.	98,5
Ύψος Ζώνης σε εκ.	15
Χρώμα	Λευκό

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Περιέχει επένδυση με ειδικό ελαστικό **FOAM**.
- Υλικά αεριζόμενα, μη τοξικά, αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποθεραπεία σε:
Θλάσεις, Κακώσεις, Κατάγματα Πλευρών.





ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΧΗΣ

Κωδικός	MED / 1111 LITE		
Μέγεθος	S/M	L/XL	XXL
Περιφ. Θώρακος σε εκ.	64/89	90/116	117/130
Οπίσθιο ύψος σε εκ.	33	34	36
Χρώμα	Μπεζ		

- Κατασκευή από αεριζόμενο ύφασμα πολυαιθέρα 46%, νάυλον 12%, υποαλλεργικό Latex 42%.
- Περιέχει Ωμίτες για μέγιστη άνεση.
- Πρόσθιο και οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο (**VELCRO**).
- **Βελτιώνει την ορθή στάση του Κορμού κατά την βάδιση, την στάση και την εργασία.**
- Βελτιώνει το άλγος.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποθεραπεία σε: Ραχιαία Κύφωση - Ραχιαλγία - Πτερυγοειδής Ωμοπλάτη.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΧΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

Κωδικός	MED / 1111				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Θώρακος σε εκ.	64/76	77/89	90/102	103/116	117/130
Οπίσθιο ύψος σε εκ.	38	38	38	38	38
Χρώμα	Μπεζ				



- Κατασκευή από αεριζόμενο ύφασμα πολυαιθέρα 46%, νάυλον 12%, υποαλλεργικό αντιβακτηριακό Latex 42%.
- Περιέχει Ωμίτες για μέγιστη άνεση.
- Διπλό πρόσθιο και οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο (**VELCRO**).
- Περιέχει διαμορφώσιμες προσθαφαιρούμενες μεταλλικές μπάνελες.
- **Βελτιώνει την ορθή στάση του κορμού κατά την βάδιση, την στάση και την εργασία.**
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποθεραπεία σε: Ραχιαία Κύφωση - Ραχιαλγία - Πτερυγοειδής Ωμοπλάτη.


ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΧΗΣ "NATUR UP"

Κωδικός	1111			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφέρεια Θώρακος σε εκ.	66/75	76/85	86/95	96/105
Οπίσθιο ύψος σε εκ.	30	30	30	30
Χρώμα	Μπεζ			

- Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα σατέν.
- Εύκαμπτες μπανέλες για την υποστήριξη της Ράχης.
- Περιέχει τιράντες και Ωμίτες με οπίσθια διασταύρωση.
- Πρόσθιο κλείσιμο με μονό μεταλλικό μηχανισμό.

- Βελτιώνει την ορθή στάση του κορμού κατά την βάδιση, την στάση και την εργασία.

- Βελτιώνει το άλγος.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποθεραπεία σε: Ραχιαία Κύφωση - Ραχιαλγία - Πτερυγοειδής Ωμοπλάτη.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΧΗΣ "DORSOLITE"

Κωδικός	DORSOLITE
Μέγεθος	Κοινό
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	30
Χρώμα	Γκρι

- Κατασκευή από υλικά πολυαμίδη, πολυουρεθάνη, συνθετικές ελαστικές ίνες.
- Μαξιλαράκια Ώμου από πολυαιθυλένιο με εξωτερική βελούδινη επένδυση.
- Περιέχει τιράντες και Ωμίτες με οπίσθια διασταύρωση.
- Πρόσθιο κλείσιμο με πλαστικό κλείστρο ασφαλείας.

- Βελτιώνει την ορθή στάση του κορμού κατά την βάδιση, την στάση και την εργασία.

- Βελτιώνει το Άλγος.
- Μπορεί να πλυθεί.




Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποθεραπεία σε: Ραχιαία Κύφωση - Ραχιαλγία - Πτερυγοειδής Ωμοπλάτη.



ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΘΩΡΑΚΟΣ

Κωδικός	GI / 6098	
Μέγεθος	I	II
Περιφ. Θώρακος σε εκ.	70/100	100/130
Ύψος Ζώνης σε εκ.	24	24
Χρώμα	Λευκό	

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα διπλής περιέλιξης υψηλής ποιότητας.
- Όλα τα υλικά του είναι αντιεφιδρωτικά, αεριζόμενα, αντιαλλεργικά.
- Εσωτερική επένδυση με ειδικό ελαστικό **FOAM** για μέγιστη άνεση στη Χειρουργημένη περιοχή.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για Μετεγχειρητική χρήση στον Θώρακα.



ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ FOAM

Κωδικός	89080
Μέγεθος	Κοινό
Περιφέρεια Θώρακος σε εκ.	71/127
Ύψος Ζώνης σε εκ.	25
Χρώμα	Λευκό

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα διπλής περιέλιξης υψηλής ποιότητας.
- Όλα τα υλικά του είναι αντιεφιδρωτικά, αεριζόμενα, αντιαλλεργικά.
- Εσωτερική επένδυση με ειδικό ελαστικό **FOAM** για μέγιστη άνεση στη Χειρουργημένη περιοχή.
- Περιέχει εύκαμπτες μπανέλες.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για Μετεγχειρητική χρήση στην Κοιλιακή Χώρα.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

Κωδικός	GI / 6089		
Μέγεθος	S	M	L
Περιφ. Οσφύος σε εκ.	76/89	89/104	104/117
Χρώμα	Λευκό		

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα, πολυαμίδη, LATEX, βαμβάκι υψηλής ποιότητας και αντοχής με αντιεφιδρωτική και αντιαλλεργική δράση.
- Πρόσθιο τριγωνικό πλαίσιο με αυτοκόλλητες προσθαιρούμενες Βουβωνικές σταθερές ανατομικές πελότες που ασκούν ομαλή, ασφαλή και συνεχή πίεση στην πάσχουσα περιοχή.
Η Μικρή πελότα έχει διαστάσεις 10,5 εκ. x 6 εκ.
Η Μεγάλη πελότα έχει διαστάσεις 11 εκ. x 7 εκ.
- Ρυθμιζόμενοι υπομήριοι ιμάντες εφαρμογής με πλαστικό κλείστρο ασφαλείας και αυτοκόλλητο (VELCRO) για ασφαλή και γρήγορη εφαρμογή από τον ίδιο τον Ασθενή.
- Μπορεί να πλυθεί.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τον κηλεπίδεσμο σε Βουβωνοκήλη που δε μπορεί να αναταχθεί και χρήζει Χειρουργικής Αντιμετώπισης.

Ενδείξεις: Για τη Συντηρητική Αποθεραπεία της Βουβωνοκήλης.



ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΖΩΝΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ "UMBILICAL HERNIA"

Κωδικός	UMBILICAL HERNIA			
Μέγεθος	XS/S	M/L	XL/2XL	3XL/4XL
Περ. Οσφύος σε εκ.	50/70	71/90	91/110	111/130
Ύψος Ζώνης σε εκ.	16	16	16	16
Χρώμα	Μπεζ			

- Κατασκευή από αεριζόμενο ύφασμα πολυαιθέρα 45%, βαμβάκι 10%, νάυλον 10%, υποαλλεργικό αντιβακτηριακό Latex 25%, πολυουρεθάνη 10% (FOAM).
- Διαθέτει προσθαιρούμενη αυτοκόλλητη πελότα.
- Όλα τα υλικά του είναι αεριζόμενα αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά, μη τοξικά με αντιοισθητική δράση τα οποία μπορούν να πλυθούν.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη Ζώνη σε Ομφαλοκήλη που χρήζει Χειρουργικής Αντιμετώπισης.

Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποθεραπεία της Ομφαλοκήλης.



ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΑΠΟ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

Κωδικός	Κ / J				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	69/81	82/94	95/107	108/120	Άνω 120
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	13	13	13	13	13
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	23	23	23	23	23
Χρώμα	Μπλε - Μαύρο				



- Κατασκευή από **NEOPRENE** πολλαπλών στρωμάτων υψηλής ποιότητας, αντοχής.
- Επένδυση με νάυλον.
- Όλα τα υλικά του είναι αντιαλλεργικά, μη τοξικά, αεριζόμενα.
- Πρόσθια αυτοκόλλητη εφαρμογή.
- Τέσσερις οπίσθιες εύκαμπτες μπανέλες για καλύτερη σταθεροποίηση.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε: Οσφυαλγία, Ισχιαλγία, Μετατραυματικές Κακώσεις Οσφύος.

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΑΠΟ AEROPRENE ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ



Κωδικός	MED / J			
Μέγεθος	XS/S	M/L	XL/2XL	3XL/4XL
Περ. Οσφύος σε εκ.	50/70	71/90	91/110	111/130
Πρόσθιο ύψος σε εκ.	13	13	13	13
Οπίσθιο ύψος σε εκ.	24	24	24	24
Χρώμα	Μπεζ			

- Κατασκευή από ύφασμα **AEROPRENE** 50% (αεριζόμενο **NEOPRENE**), πολυαιθέρα 25%, νάυλον 5%, Latex 5%, βαμβάκι 15%.
- Διαθέτει δύο επιπλέον αυτοκόλλητους σταθεροποιητικούς ιμάντες, που προσφέρουν αύξηση της συμπίεσης.
- Πρόσθια αυτοκόλλητη εφαρμογή.
- Τρεις οπίσθιες εύκαμπτες πλαστικές μπανέλες.
- Επιτρέπει την καθιστή θέση.
- **Ιδανική για την άθληση.**
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε: Οσφυαλγία, Ισχιαλγία, Μετατραυματικές Κακώσεις Οσφύος.

**ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΑΠΟ NEOPRENE AEROTECH
ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ**

Κωδικός	KED / 029
Μέγεθος	Κοινό
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	Έως 115
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	16
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	22
Χρώμα	Μαύρο

- Κατασκευή από **NEOPRENE AEROTECH**, πολυέστερ, πολυαμίδη πολλαπλών στρωμάτων υψηλής ποιότητας, αντοχής.
- Όλα τα υλικά του είναι αντιαλλεργικά, μη τοξικά, αεριζόμενα.
- Τέσσερις οπίσθιες εύκαμπτες μπανέλες για καλύτερη σταθεροποίηση.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε: Οσφυαλγία, Ισχιαλγία, Μετατραυματικές Κακώσεις Οσφύος.

**ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ
"CRISS - CROSS UNIVERSAL 25"**

Κωδικός	CRISS CROSS 25
Μέγεθος	Κοινό
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	71/127
Ύψος Ζώνης σε εκ.	25
Χρώμα	Λευκό

- Κατασκευή από ελαστικό **χωρίς LATEX** υψηλής ποιότητας.
- Όλα τα υλικά του είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά, μη τοξικά με αντιολισθητική δράση.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο από ναύλον ύφασμα με **FOAM**.
- Οπίσθια χιαστί υποστήριξη της Οσφύος (**CRISS - CROSS**).
- Δύο οπίσθιες εύκαμπτες πλαστικές μπανέλες.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Οξεία Χρόνια Οσφυαλγία "**LUBAGO**" - Ισχιαλγία "**SCIATICA**". Τραυματική Κάκωση Μυών Και Συνδέσμων Ο.Μ.Σ.Σ - Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ. (**LDH**). Εκφυλιστική Σπονδυλοαρθροπάθεια Ο.Μ.Σ.Σ (**DJD**)



ΧΑΜΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ



Κωδικός	MED / SACROLUMBAR 20		
Μέγεθος	S/M	L/XL	2XL/3XL
Περ. Οσφύος σε εκ.	60/83	84/109	110/135
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	11	11	11
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	20	20	20
Χρώμα	Μπεζ		



- Κατασκευή από αεριζόμενο ύφασμα πολυεστέρα 36%, νάυλον 46%, υποαλλεργικό αντιβακτηριακό Latex 6%, ελαστικές ίνες spandex 12%.
- Όλα τα υλικά του είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά, με αντιολισθητική δράση, μη τοξικά, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Δύο οπίσθιες εύκαμπτες πλαστικές διαμορφώσιμες μπανέλες.
- Διαθέτει δύο επιπλέον αυτοκόλλητους ιμάντες για αύξηση της συμπίεσης.
- Επιτρέπει την καθιστή θέση.
- Μπορεί να πλυθεί.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ



Κωδικός	MED / SACROLUMBAR 24			
Μέγεθος	XS/S	M/L	XL/2XL	3XL/4XL
Περ. Οσφύος σε εκ.	50/70	71/90	91/110	111/130
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	13	13	13	13
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	24	24	24	24
Χρώμα	Μπεζ			



- Κατασκευή από αεριζόμενο ύφασμα πολυαιθέρα 41%, νάυλον 14%, αντιβακτηριακό Latex 45%.
- Όλα τα υλικά του είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά, με αντιολισθητική δράση, μη τοξικά, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Έξι οπίσθιες εύκαμπτες πλαστικές διαμορφώσιμες μπανέλες.
- Διαθέτει δύο επιπλέον αυτοκόλλητους ιμάντες για αύξηση της συμπίεσης.
- Επιτρέπει την καθιστή θέση.
- Μπορεί να πλυθεί.

Ενδείξεις: Ιδανικές για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:
 Οξεία Οσφραλγία "LUBAGO" - Χρόνια Οσφραλγία - Ισχιαλγία "SCIATICA" (Σύνδρομο Οσφυοϊερής Ριζοπάθειας) (LRS).
 Τραυματική Κάκωση Μυών Και Συνδέσμων Ο.Μ.Σ.Σ - Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ. (LDH).
 Εκφυλιστική Σπονδυλοαρθροπάθεια Ο.Μ.Σ.Σ (DJD) - Ιερολαγόνια Αρθρίτιδα Ο.Μ.Σ.Σ (SIJ).

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "CRISS - CROSS"

Κωδικός	1078					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	20	20	20	20	20	20
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	28	28	28	28	28	28
Χρώμα	Μπεζ					

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα βαμβακερό, πολυαμίδη, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Οπίσθια χιαστί υποστήριξη της Οσφύος (**CRISS - CROSS**).
- Τέσσερις οπίσθιες εύκαμπτες πλαστικές μпанέλες.
- Μπορεί να πλυθεί.



ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "CRISS - CROSS"

Κωδικός	1079					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	20	20	20	20	20	20
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	28	28	28	28	28	28
Χρώμα	Μπεζ					

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα βαμβακερό, πολυαμίδη, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Οπίσθια χιαστί υποστήριξη της Οσφύος (**CRISS - CROSS**).
- Διαθέτει επιπλέον ιμάντες αυτοκόλλητους για αύξηση της συμπίεσης.
- Τέσσερις οπίσθιες εύκαμπτες πλαστικές μпанέλες.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανικές για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Οξεία Οσφυαλγία "LUBAGO" - Χρόνια Οσφυαλγία - Ισχιαλγία "SCIATICA" (Σύνδρομο Οσφυοϊερής Ριζοπάθειας) (LRS).
Τραυματική Κάκωση Μυών Και Συνδέσμων Ο.Μ.Σ.Σ - Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ. (LDH).
Εκφυλιστική Σπονδυλοαρθροπάθεια Ο.Μ.Σ.Σ (DJD) - Ιερολαγόνια Αρθρίτιδα Ο.Μ.Σ.Σ (SIJ).

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΑ "FORMFIT AIRFORM"

Κωδικός	FORMFIT AIRFORM				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	63/76	76/86	86/97	97/107	107/142
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	14	14	14	14	14
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	20	20	20	20	20
Χρώμα	Μαύρο				



- Κατασκευή από σκληρό ελαστικό ύφασμα.
- Εσωτερική επένδυση "FORMFIT" αφρώδες LYCRA, με αντιεφιδρωτική, αεριζόμενη, αντιαλλεργική δράση.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο (VELCRO).
- Οπίσθιες εύκαμπτες μπανέλες.
- Σύστημα εισαγωγής - εξαγωγής αέρα με ενσωματωμένη βαλβίδα στα ελαστικά τμήματα της ζώνης που ρυθμίζει την πίεση στην Οσφυϊκή Μοίρα.
- Ελαστικές τιράντες για αύξηση της συμπίεσης.
- Το Οσφυϊκό υποστήριγμα "FORMFIT AIRFORM" μειώνει το Άλγος και χαλαρώνει τους Μυικούς σπασμούς.
- Χρήση κατά την άσκηση, εργασία, οδήγηση.
- Μπορεί να πλυθεί.



Η ζώνη AIR FORM επιδέχεται επίθεμα το οποίο πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά με κωδικό FORMFIT AIRFORM GEL.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Οσφυαλγία "LUBAGO" - Ισχιαλγία "SCIATICA". Τραυματική Κάκωση Μυών Και Συνδέσμων Ο.Μ.Σ.Σ Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ. (LDH). Εκφυλιστική Σπονδυλοαρθροπάθεια Ο.Μ.Σ.Σ (DJD).

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "LITE CROSS"

Κωδικός	1090					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Λεκάνης σε εκ.	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	19	19	19	19	19	19
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	28	28	28	28	28	28
Χρώμα	Κρεμ					

- Κατασκευή από ελαστικό και βαμβακερό ύφασμα πολλαπλών στρωμάτων αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, μη τοξικό, τύπου "LITE" υψηλής ποιότητας και αντοχής, με ευαίσθητες ελαστικές ίνες που **απορροφούν και αποβάλλουν την υγρασία**.
- Διαθέτει δύο ελαστικούς ρυθμιζόμενους αυτοκόλλητους ιμάντες για **αύξηση της συμπίεσης**.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο (**VELCRO**).
- Διαθέτει τρεις οπίσθιες εύκαμπτες μπανέλες.
- Μπορεί να πλυθεί.




Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Οσφυαλγία "LUBAGO" - Ισχιαλγία "SCIATICA". Τραυματική Κάκωση Μυών Και Συνδέσμων Ο.Μ.Σ.Σ Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ. (LDH). Εκφυλιστική Σπονδυλοαρθροπάθεια Ο.Μ.Σ.Σ (DJD).

ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "LITE CROSS"

Κωδικός	1091					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Λεκάνης σε εκ.	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	23	23	23	23	23	23
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	33	33	33	33	33	33
Χρώμα	Κρεμ					



- Κατασκευή από ελαστικό και βαμβακερό ύφασμα πολλαπλών στρωμάτων αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, μη τοξικό, τύπου "LITE" υψηλής ποιότητας και αντοχής, με ευαίσθητες ελαστικές ίνες που **απορροφούν και αποβάλλουν την υγρασία**.
- Διαθέτει τέσσερις ελαστικούς ρυθμιζόμενους αυτοκόλλητους ιμάντες για **αύξηση της συμπίεσης**.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο (**VELCRO**).
- Διαθέτει τρεις οπίσθιες εύκαμπτες μπανέλες.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Σύνδρομο (Αρθρίτιδα) Αποφυσιακών (**FACET**) Διαρθρώσεων Ο.Μ.Σ.Σ. (**LFS**) - Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κάταγμα Ακανθώδων Αποφύσεων Ο.Μ.Σ.Σ (Ο3 - Ο5) - Κάταγμα Εγκάρσιων Αποφύσεων Κατώτερης Ο.Μ.Σ.Σ. (Ο3 - Ο5).
 Σπονδυλόλυση Κατώτερης Ο.Μ.Σ.Σ. (Ο4/Ο5 - Ο5/Ι1) - Σπονδυλολίθηση Κατώτερης Ο.Μ.Σ.Σ. (Ο4/Ο5 - Ο5/Ι1) **GRADE I,II**.

ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "LINEAR PLUS"

Κωδικός	1872					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	22	22	22	22	22	22
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	32	32	32	32	32	32
Χρώμα	Γαλάζιο					

- Κατασκευή από ελαστικό και βαμβάκερο ύφασμα πολλαπλών στρωμάτων **αεριζόμενης** δομής "LINEAR PLUS", υψηλής ποιότητας και αντοχής, με αντιαλλεργική, μη τοξική δράση.
- Διαθέτει πολλαπλές **αεροφόρες τομές** για μέγιστο αερισμό της πάσχουσας περιοχής.
- Διαθέτει **ευαίσθητες ελαστικές ίνες**, που απορροφούν και αποβάλλουν την υγρασία.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο (**VELCRO**).
- Οπίσθια χιαστί υποστήριξη της Οσφύος (**CRISS - CROSS**).
- Διαθέτει δύο ελαστικούς ρυθμιζόμενους αυτοκόλλητους ιμάντες **για αύξηση της συμπίεσης και της σταθεροποίησης**.
- Διαθέτει τέσσερις οπίσθιες εύκαμπτες μпанέλες.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Σύνδρομο (Αρθρίτιδα) Αποφυσιακών (**FACET**) Διαρθρώσεων Ο.Μ.Σ.Σ. (**LFS**) - Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κάταγμα Ακανθώδων Αποφύσεων Ο.Μ.Σ.Σ (O3 - O5) - Κάταγμα Εγκάρσιων Αποφύσεων Κατώτερης Ο.Μ.Σ.Σ. (O3 - O5).
 Σπονδυλόλυση Κατώτερης Ο.Μ.Σ.Σ. (O4/O5 - O5/I1) - Σπονδυλολίθηση Κατώτερης Ο.Μ.Σ.Σ. (O4/O5 - O5/I1) **GRADE I,II.**

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ "CYBERTECH"

Κωδικός Μέγεθος	MAC CORSET				
	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	63,5/76	76/89	89/101,5	101,5/114,5	114,5/127
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	18	18	18	18	18
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	24	24	24	24	24
Χρώμα	Μαύρο				



- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα και ίνες "POLYESTER", με υλικά αεριζόμενα αντιεφιδρωτικά, αντιαλλεργικά, μη τοξικά.
- Διαθέτει μηχανισμό "CYBERTECH" ο οποίος προσφέρει βαθμιαία σταθεροποίηση στην Κοιλιακή χώρα (Ενδοκοιλιακή πίεση).
- Δεν διαθέτει μπανέλες ούτε επιπλέον ιμάντες.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο (VELCRO).
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:
 Οξεία Οσφυαλγία "LUBAGO" - Χρόνια Οσφυαλγία - Ισχιαλγία "SCIATICA" (Σύνδρομο Οσφυοϊεράς Ριζοπάθειας) (LRS).
 Τραυματική Κάκωση Μυών Και Συνδέσμων Ο.Μ.Σ.Σ - Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ. (LDH).
 Εκφυλιστική Σπονδυλοαρθροπάθεια Ο.Μ.Σ.Σ (DJD) - Ιερολαγόνια Αρθρίτιδα Ο.Μ.Σ.Σ (SIJ).

**ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ "CYBERTECH"
ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ "ERGO - PANEL"**

Κωδικός	MAC PLUS				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	63,5/76	76/89	89/101,5	101,5/114,5	114,5/127
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	18	18	18	18	18
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	23,5	25	26,5	26,5	26,5
Ύψος ERGO PANEL	32	32	32	32	32
Χρώμα	Μαύρο				

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα και ίνες "POLYESTER" υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Διαθέτει οπίσθιο εργονομικό ανατομικό πλαστικό τμήμα "ERGO - PANEL" το οποίο προσφέρει δυναμική σταθεροποίηση.
- Διαθέτει μηχανισμό "CYBERTECH" ο οποίος προσφέρει βαθμιαίο έλεγχο σταθεροποίησης στην Κοιλιακή χώρα (Ενδοκοιλιακή πίεση).
- Δεν διαθέτει μπανέλες ούτε επιπλέον ιμάντες.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο (VELCRO).
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Σταθερό Μετατραυματικό Κάταγμα Σπονδύλου (O2 - O5) - Οστεοπορωτικό Κάταγμα Σπονδύλου (O2 - O5)

Τραυματική Σπονδυλόλυση (O4/O5 - O5/I1) - Τραυματική Σπονδυλολίση **GRADE II, GRADE III** (O4/O5 - O5/I1).

Ιδανική για την Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση στην Οσφυϊκή Μοίρα (O2 - O5):

Ενδοδισκική Ηλεκτροθερμική Δαχτυλιοπλαστική (IDET) - Πεταλεκτομή (LAMINECTOMY).

Τμηματική Πεταλοτομή (LAMINOTOMY) - Τρηματεκτομή Νευρικών Ριζών (FORAMINOTOMY).

Πολυεπίπεδη Αποσυμπίεση Σπονδυλικού Οσφυϊκού Σωλήνα - Λαπαροσκοπική Αντικατάσταση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "FORMFIT INDUSTRIAL BELT"

Κωδικός	FORMFIT INDUSTRIAL BELT				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	63/76	76/86	86/97	97/107	107/142
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	14	14	14	14	14
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	20	20	20	20	20
Χρώμα	Μαύρο				



- Κατασκευή από σκληρό ύφασμα, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική επένδυση "FORMFIT" αφρώδες LYCRA, με αεριζόμενη, αντιαλλεργική, αντιεφιδρωτική δράση.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο (VELCRO).
- Οπίσθιες εύκαμπτες πλαστικές μπανέλες.
- Εργονομικοί ιμάντες εργασίας.
- Διαθέτει δύο ενσωματωμένους ανατομικά αεροθαλάμους οι οποίοι μειώνουν το Άλγος και τους Μυϊκούς σπασμούς.
- Μπορεί να πλυθεί.




Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:
 Οξεία Οσφυαλγία "LUBAGO" - Χρόνια Οσφυαλγία - Ισχιαλγία "SCIATICA" (Σύνδρομο Οσφυοίερής Ριζοπάθειας) (LRS).
 Τραυματική Κάκωση Μυών Και Συνδέσμων Ο.Μ.Σ.Σ - Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ. (LDH).
 Εκφυλιστική Σπονδυλοαρθροπάθεια Ο.Μ.Σ.Σ (DJD) - Ιερολαγόνια Αρθρίτιδα Ο.Μ.Σ.Σ (SIJ).

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ - ΡΑΧΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "SAT"


Φύλο	ΑΝΔΡΙΚΟ					
Κωδικός	1335					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Λεκάνης σε εκ.	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	23	23	23	23	23	23
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	55	55	55	55	55	55
Χρώμα	Μπεζ					

Φύλο	ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ					
Κωδικός	1336					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Λεκάνης σε εκ.	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	21	21	21	21	21	21
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	55	55	55	55	55	55
Χρώμα	Μπεζ					

- Κατασκευή από σατέν βαμβακερό ημίσκληρο ανθεκτικό ύφασμα τριών επενδύσεων τύπου "SAT" αεριζόμενο, αντιφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, μη τοξικό υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Διαθέτει δύο ελαστικούς αυτοκόλλητους ιμάντες για επαύξηση της συμπίεσης και της σταθεροποίησης.
- Οπίσθια επιφάνεια με τέσσερις εύκαμπτες πλαστικές μπανέλες.
- Οπίσθια χιαστί ενίσχυση (**CRISS - CROSS**).
- Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο (**VELCRO**).
- **Ιδανική για Γηριατρικούς Ασθενείς.**
- Μπορεί να πλυθεί.



ΚΩΔ. 1335 Ζώνη Οσφύος - Ράχης Ανδρική



ΚΩΔ. 1336 Ζώνη Οσφύος - Ράχης Γυναικεία


Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:
 Μεμονωμένο Κάταγμα Εγκαρσίων Αποφύσεων Σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ (Θ7 - Ο5).
 Μεμονωμένο Κάταγμα Ακανθώδων Αποφύσεων Σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ (Θ7 - Ο5).
 Κάταγμα Διαρθρικής Μοίρας Αρθρικών Αποφύσεων Σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ (Θ7 - Ο5).
 Εκτεταμένη Εκφυλιστική Σπονδυλοαρθροπάθεια Θ.Ο.Μ.Σ.Σ (Θ7 - Ο5) (**DJD**).
 Πρόληψη Οστεοπορωτικών Κατάγματων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ (Θ7 - Ο5).

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ - ΡΑΧΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "LITE CROSS"

Κωδικός	1092				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Λεκάνης σε εκ.	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	23	23	23	23	23
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	55	55	55	55	55
Χρώμα	Κρεμ				



- Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα "LITE" αεριζόμενο, μη τοξικό, αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής, με ευαίσθητες ελαστικές ίνες που αποβάλλουν την υγρασία.
- Διαθέτει δύο ελαστικούς αυτοκόλλητους ιμάντες για επαύξηση της συμπίεσης και της σταθεροποίησης.
- Οπίσθια επιφάνεια με πέντε εύκαμπτες πλαστικές μπανέλες.
- Οπίσθια χιαστί ενίσχυση (**CRISS - CROSS**).
- Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο (**VELCRO**).
- Μπορεί να πλυθεί.




Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
 Κάταγμα Εγκαρσίων Αποφύσεων Σπονδύλου (Θ7 - Ο5).
 Κάταγμα Ακανθώδων Αποφύσεων Σπονδύλου (Θ7 - Ο5).
 Κάταγμα Αρθρικών Αποφύσεων Σπονδύλου (Θ7 - Ο5).
 Εκφυλιστική Σπονδυλοαρθροπάθεια (Θ7 - Ο5).
 Πρόληψη Οστεοπορωτικών Κατάγματων (Θ7 - Ο5).

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ - ΡΑΧΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

Κωδικός	MED / 1092			
Μέγεθος	XS/S	M/L	XL/2XL	3XL/4XL
Περ. Οσφύος σε εκ.	50/70	71/90	91/110	111/130
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	18	18	18	18
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	55	55	55	55
Χρώμα	Μπεζ			

- Κατασκευή από αεριζόμενο ύφασμα πολυαιθέρα 41%, νάυλον τύπου Karpron 14%, υποαλλεργικό αντιβακτηριακό Latex 45%.
- Όλα τα υλικά του είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά, μη τοξικά, αντιεφιδρωτικά, με αντιοισθητική δράση, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Διαθέτει δύο ελαστικούς αυτοκόλλητους ιμάντες μεγάλου μήκους για αύξηση της συμπίεσης και της σταθεροποίησης.
- Οπίσθια χιαστί ενίσχυση (**CRISS - CROSS**).
- Οπίσθια επιφάνεια με δύο μεταλλικές διαμορφώσιμες μπανέλες.
- Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο (**VELCRO**).
- Λόγω των χαρακτηριστικών της εφαρμόζεται άριστα ανάλογα με τις **Ανατομικές ανάγκες του κάθε Ασθενούς, Άνδρα και Γυναίκας**.
- **Ιδανική για Γηριατρικούς Ασθενείς**.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
 Κάταγμα Εγκαρσίων Αποφύσεων Σπονδύλου (Θ7 - Ο5).
 Κάταγμα Ακανθώδων Αποφύσεων Σπονδύλου (Θ7 - Ο5).
 Κάταγμα Αρθρικών Αποφύσεων Σπονδύλου (Θ7 - Ο5).
 Εκφυλιστική Σπονδυλοαρθροπάθεια (Θ7 - Ο5).
 Πρόληψη Οστεοπορωτικών Κατάγματων (Θ7 - Ο5).



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΦΥΟΣ "COMFORT CHAIR BACK"

Κωδικός	6993 - 7			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Ισχίων σε εκ.	73/81	81/92	93/102	103/110
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	29	32	33	33

- Ελαφρού βάρους.
- Κατασκευή από "KYDEX" θερμοδιαμορφώσιμο.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Χωρίς μεταλλικά τμήματα.
- Επιτρέπει την ημικαθιστή καθώς και καθιστή θέση.
- Δεν διαθέτει επιπλέον ύφασμα.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Οστεοπορωτικό Κάταγμα Σπονδύλων (O2 - O5)



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ "CHAIR BACK"

Κωδικός	8909			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περ. Λεκάνης σε εκ.	75/85	85/100	100/120	120/135

- Ελαφρού βάρους.
- Κατασκευή από "KYDEX" θερμοδιαμορφώσιμο.
- Εσωτερική επικάλυψη από διπλό μαλακό ύφασμα.
- Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Χωρίς μεταλλικά τμήματα.
- Επιτρέπει την ημικαθιστή καθώς και καθιστή θέση.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Σταθερό Μετατραυματικό Κάταγμα Σπονδύλου (O2 - O5) - Οστεοπορωτικό Κάταγμα Σπονδύλου (O2 - O5)
Τραυματική Σπονδυλόλυση (O4/O5 - O5/I1) - Τραυματική Σπονδυλολίση **GRADE II, GRADE III** (O4/O5 - O5/I1).

Ιδανική για την Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση στην Οσφυϊκή Μοίρα (O2 - O5):

Ενδοδισκική Ηλεκτροθερμική Δαχτυλιοπλαστική (IDET) - Πεταλεκτομή (LAMINECTOMY).

Τμηματική Πεταλοτομή (LAMINOTOMY) - Τρηματεκτομή Νευρικών Ριζών (FORAMINOTOMY).

Πολυεπίπεδη Αποσυμπίεση Σπονδυλικού Οσφυϊκού Σωλήνα - Λαπαροσκοπική Αντικατάσταση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ "OSTEOMED"

Κωδικός

OSTEOMED
ΜΕΓΕΘΟΠΟΙΗΣΗ

Κωδ.	Μέτρηση Cup	Περιφ. Στήθους ①	Περιφ. Κάτω από το Στήθος ②	Περιφ. Οσφύος ③	Περιφ. Ισχίων ④
36 I (AA - B)		75 - 79	63 - 67	60 - 66	86 - 90
38 I (AA - B)		80 - 84	68 - 72	66 - 72	90 - 94
38 II (C - E)		84 - 92			
40 I (AA - B)		85 - 91	73 - 77	72 - 78	94 - 98
40 II (C - E)		91 - 97			
42 I (AA - B)		90 - 96	78 - 82	78 - 84	98 - 102
42 II (C - E)		96 - 102			
44 I (AA - B)		95 - 101	83 - 87	84 - 90	102 - 106
44 II (C - E)		101 - 107			
46 I (AA - B)		100 - 106	88 - 92	90 - 96	106 - 110
46 II (C - E)		106 - 112			
48 I (AA - B)		105 - 111	93 - 97	96 - 102	110 - 114
48 II (C - E)		111 - 117			
50 I (AA - B)		110 - 116	98 - 102	102 - 108	114 - 118
50 II (C - E)		116 - 122			
52 I (AA - B)		115 - 121	103 - 107	108 - 114	118 - 122
52 II (C - E)		121 - 127			
54 I (AA - B)		120 - 126	108 - 112	114 - 120	122 - 126
54 II (C - E)		126 - 132			



- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα "MICROFIBRE".
- Δεν διαθέτει μεταλλικά σκληρά, άκαμπτα υλικά.
- Διαθέτει ελαστική ζώνη Οσφύος με αυτοκόλλητο.
- Διαθέτει εσωτερικά θήκες για την εισαγωγή συστημάτων αεροκυφελών στην Θωρακική και στην Οσφυϊκή μοίρα.
- Το συστήματα αεροκυφελών τοποθετούνται με πλαστικό οδηγό και περιέχουν αέρα έως το 75% της συνολικής τους χωρητικότητας.
- Βελτιώνει την **Ιδιοδεκτικότητα** του Κορμού.
- Βελτιώνει το **Άλγος** μέσω της γνωστής θεωρίας "GATE CONTROL".
- Βελτιώνει την **κυκλοφορία του Αίματος** μέσω των συνεχών "μικρομαλάξεων" των συστημάτων αεροκυφελών, με αποτέλεσμα την **αύξηση Οστικής πυκνότητας** στους Σπονδύλους της Σ.Σ.
- Λόγω των συστημάτων αεροκυφελών μειώνεται η **τάση** στους επώδυνους Μύες της Σπονδυλικής Στήλης.
- Βελτιώνει τη στάση του Κορμού κατά την βάδιση και την εργασία
- Επιτρέπει την καθιστή και την κλινήρη θέση του Ασθενούς.
- **Διευκολύνει την γυμναστική και την άσκηση.**
- Βελτιώνει την καθημερινή δραστηριότητα.
- Βελτιώνει και προλαμβάνει την Κύφωση.
- Ιδανικός για μακρά χρονική Θεραπευτική χρήση λόγω της **τέλειας εφαρμογής** του και της **πλήρους συμμόρφωσης** του Ασθενούς.
- **Εφαρμόζεται πλήρως κάτω από την ένδυση.**
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανικός για την Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Οστεοπορωτικά Κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ (Θ7 - Ο5) **GRADE I, II.**

New




ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ "SPINAL PLUS 2"

Κωδικός	SPINAL PLUS			
Μέγεθος	XS	S	M	L
Ύψος Θ1 - Ο5 σε εκ.	35/41	41/47	47/54	54/61
Περιφ. Λεκάνης σε εκ.	70/125	70/125	70/125	70/125

- Κατασκευή από πολλαπλά φύλλα κράματος αλουμινίου με οπίσθια ανατομική σχεδίαση. Πολύ ελαφρού βάρους. Έως 500 γρ.
- Ο Νάρθηκας διαθέτει προσθαφαιρούμενες υφασμάτινες επενδύσεις, πολυαμίδη 56%, πολυέστερ 31%, ελαστικό 13%, οι οποίες μπορούν να πλυθούν.
- Εφαρμόζεται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια από τον ίδιο τον Ασθενή.
- Ο Νάρθηκας είναι Ακτινοδιαπερατός.
- Δεν εμποδίζει την Αναπνευστική ικανότητα του Ασθενούς.
- Επιτρέπει την καθιστή θέση και καθιστά τον Ασθενή λειτουργικό.
- Μειώνει το Άλγος και προλαμβάνει την Κύφωση.
- Ιδανικός ακόμα και για μακρά χρονικά Θεραπευτική χρήση λόγω της τέλει εφαρμογής του και του ελαφρού βάρους του.
- Εφαρμόζεται και κάτω από την ένδυση του ασθενούς.



ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΛΘΕΙ ΞΕΧΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ AIR BLADDER SPINAL PLUS 2




Ο ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

Ενδείξεις: Ιδανικός για την Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Οστεοπορωτικά Κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ (Θ7 - Ο5) **GRADE I, II.** Οστεοχονδρίτιδα Σπονδυλικής Στήλης "**ΝΟΣΟΣ SCHEURMANN**".

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ "LOMBAR"

Κωδικός	LOMBAR	
Μέγεθος	STANDARD	TALL
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	18	18
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	43	48
Ύψος Ασθενούς σε εκ.	Έως 175	Άνω 175
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	Έως 140	Έως 140

- Κατασκευή από κράμα αλουμινίου με οπίσθια ανατομική σχεδίαση.
- Όλα τα ελαστικά υλικά του είναι αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά, αεριζόμενα τύπου "COOLFOAM", τα οποία μπορούν να πλυθούν.
- Διαθέτει ελαστικούς ολοκληρωμένους ιμάντες γύρω από την Λεκάνη και τους Ώμους που **ασκούν βαθμιαίες ελεγχόμενες ελκτικές δυνάμεις** για τέλεια εφαρμογή. Εφαρμόζουν με πλαστικούς αυτοκόλλητους μηχανισμούς.
- Διαθέτει ελαστική αυτοκόλλητη ζώνη Οσφύος κοινού μεγέθους.
- Διαθέτει αφρώδεις βάτες και ελαστικά μαξιλαράκια.
- Προσφέρει **μόνιμη ενεργητική εκγύμναση των μυών μέσω της γνωστής δυνατότητας "BIO - FEEDBACK"**. Ο Νάρθηκας "ακολουθεί" τις κινήσεις του Ασθενούς, "υπενθυμίζει" τη σωστή θέση του Κορμού κατά τη στάση, κατά τη βάδιση, την λειτουργία του Ασθενούς και προκαλεί ενεργητική διόρθωση της Κύφωσης ενώ αποφεύγονται όλες οι κινήσεις και λειτουργίες που απαγορεύονται.
- Δεν εμποδίζει την αναπνευστική ικανότητα του Ασθενούς.
- Επιτρέπει την καθιστή θέση και τον Ασθενή λειτουργικό.
- Βελτιώνει το Άλγος και προλαμβάνει την Κύφωση.
- Ιδανικός για ακόμα και για μακρά χρονική Θεραπευτική χρήση.



ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ

Ενδείξεις: Ιδανικός για την Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Οστεοπορωτικά Κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ (Θ7 - Ο5) **GRADE I, II**. Οστεοχονδρίτιδα Σπονδυλικής Στήλης "**ΝΟΣΟΣ SCHEURMANN**".

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ ΖΩΝΗ ΤΥΠΟΥ CYBERTECH "ECO"

Κωδικός	ECO				
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	64/76	76/89	89/102	102/114	114/127
Μέγεθος σε Ύψος Νάρθηκα	STANDARD		TALL		
Πρόσθιο Ύψος Νάρθηκα σε εκ.	18		18		
Οπίσθιο Ύψος Νάρθηκα σε εκ.	43		48		
Ύψος Ασθενούς σε εκ.	Έως 175		Άνω 175		



- Κατασκευή από κράμα αλουμινίου με οπίσθια ανατομική σχεδίαση.
- Διαθέτει ελαστικούς ολοκληρωμένους ιμάντες γύρω από την Λεκάνη και τους Ώμους που ασκούν βαθμιαίες ελεγχόμενες ελκτικές δυνάμεις για τέλεια εφαρμογή.
- Διαθέτει ζώνη τύπου "CYBERTECH" η οποία προσφέρει βαθμιαίο έλεγχο της σταθεροποίησης στην Ο.Μ.Σ.Σ.
- Δεν εμποδίζει την Αναπνευστική Ικανότητα του Ασθενούς.
- Θέτει τη Σπονδυλική Στήλη σε θέση Έκτασης.
- Βελτιώνει τη σωστή στάση του Κορμού κατά τη βάδιση.
- Βελτιώνει το Άλγος και προλαμβάνει την Κύφωση.
- Ιδανικός για χρήση από Γηριατρικούς Ασθενείς.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Απαραεκτόπιστα Κατάγματα Σπονδύλων ΘΟΜΣΣ (Θ6 - Ο5). Οστεοπορωτικά Κατάγματα ΘΟΜΣΣ (Θ6 - Ο5) **GRADE II, III.**

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΝΑΡΤΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ "TAYLOR II"

Κωδικός

2709

Μέγεθος

XS

S

M

L

XL

XXL

Περιφέρεια Λεκάνης σε εκ.

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Οπίσθιο Ύψος σε εκ.

40

40


45

45

50

50

- Διαθέτει οπίσθιο διαμορφώσιμο σκληρό πλαίσιο αποτελούμενο από **Παρασπονδυλικές ανατομικές ράβδους** από κράμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας και αντοχής. **Διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανατομικές ανάγκες του Ασθενούς όσες φορές χρειαστεί.**
- Επικαλυμμένος από ημίσκληρο ύφασμα τριών επενδύσεων **τύπου "SAT"**, αντιαλλεργικό, αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό με αντιοισθητική δράση. Το ύφασμα προσθαφαιρείται και μπορεί να πλυθεί όσες φορές χρειασθεί.
- Διαθέτει αυτοκόλλητους ρυθμιζόμενους Ωμίτες και Υπομασχάλιες τιράντες με μαξιλαράκια ελαστικά με εσωτερική επένδυση από **PADS** για μέγιστη άνεση κατά την εφαρμογή. Ρυθμίζονται σε θέσεις επιλογής.
- Διαθέτει ελαστική ζώνη με πρόσθιο διπλό αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Διαθέτει επιπλέον πλάγιους αυτοκόλλητους ρυθμιζόμενους ιμάντες για **αύξηση της συμπίεσης** και της σταθεροποίησης σε θέσεις επιλογής.
- **Θέτει τη Σπονδυλική Στήλη σε θέση Έκτασης.**
- **Βελτιώνει τη σωστή στάση του Κορμού κατά τη βόδιση.**
- **Βελτιώνει το Άλγος και προλαμβάνει την Κύφωση.**
- **Ιδανικός για χρήση από Γηριατρικούς Ασθενείς.**



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Απαρεκτόπιστα Κατάγματα Σπονδύλων ΘΟΜΣΣ (Θ6 - Ο5).
Οστεοπορωτικά Κατάγματα ΘΟΜΣΣ (Θ6 - Ο5) **GRADE II, III.**



**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ
ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ "NYROP"**

Κωδικός 2701
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

- Βελτιώνει τη σωστή στάση του Κορμού.
- Βελτιώνει το Άλγος και προλαμβάνει την Κύφωση.

ΤΜΗΜΑ ΘΩΡΑΚΑ 2701 / ΤΑ



Μέγεθος S M L XL
Περιφ. Θώρακα σε εκ. 75/85 85/95 95/105 105/115

- Υπομασχάλιοι ράβδοι ρυθμιζόμενοι στην κεντρική λαβή τους.
- Επιδέχονται προσθαφαιρούμενες δερμάτινες επενδύσεις, για μέγιστη άνεση με κωδικό **2701/ΙΜΑ**.
- Διαθέτει ζεύγος ρυθμιζόμενων δελτοστηθιαίων ωθήσεων που προσφέρουν αύξηση της Έκτασης του Κορμού με κωδικό **2701/Ρ**.

ΤΜΗΜΑ ΡΑΧΗΣ - ΟΣΦΥΟΣ 2701 / ΤΜ

Μέγεθος S M L XL
Περιφ. Οσφύος σε εκ. 65/80 80/95 95/110 Άνω 110
Περιφ. Λεκάνης σε εκ. 70/85 85/100 100/115 Άνω 115
Οπίσθιο Υψος Ρυθμιζόμενο

- Δύο κάθετες Ραχιαίο - Οσφυϊκές ράβδοι ρυθμιζόμενου ύψους.
- Συνδυάζονται απαραίτητα με τις ζώνες **1322/27, 1354/27** οι οποίες διαθέτουν ειδική οπίσθια θήκη για την εισαγωγή των μεταλλικών τμημάτων του Νάρθηκα.



ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΣΦΥΟΣ ΗΜΙΣΚΛΗΡΗ "SAT" ΓΙΑ ΤΟΝ "NYROP"

Φύλο	ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ					
Κωδικός	1322 / 27					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφ. Λεκάνης σε εκ.	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	125/135
Πρόσθιο Υψος σε εκ.	23	23	23	23	23	23
Οπίσθιο Υψος σε εκ.	38	38	38	38	38	38
Χρώμα	Μπεζ					

Φύλο	ΑΝΔΡΙΚΟ					
Κωδικός	1354 / 27					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφ. Λεκάνης σε εκ.	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Πρόσθιο Υψος σε εκ.	23	23	23	23	23	23
Οπίσθιο Υψος σε εκ.	35	35	35	35	35	35
Χρώμα	Μπεζ					



- Κατασκευή από σατέν βαμβακερό ύφασμα τύπου "SAT" τριών επενδύσεων.
- Επένδυση από σκληρό ανθεκτικό ελαστικό υλικό.
- Οπίσθια επιφάνεια με σκληρές μπανέλες.
- Διαθέτει επιπλέον ελαστικούς ιμάντες για αύξηση της σταθεροποίησης.
- Μπορεί να ηλυθεί.

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Απαραεκτήιστα Κατάγματα Σπονδύλων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ6 - Ο5).
Οστεοπορωτικά Κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ6 - Ο5) **GRADE II, III.**

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ "ΝΗΥΚΟ"

Κωδικός	ΝΗΥΚΟ
Μέγεθος	Κοινό
Περιφέρεια Άνω Οσφύος (Α) σε εκ.	Έως 120
Ύψος Στέρνου - Ήβης (Β) σε εκ.	34/41

- Κατασκευή από ελαφρύ κράμα αλουμινίου.
- Περίπου **700 γραμμ.**
- Επενδεδυμένο εσωτερικά με αφρώδες υλικό.
- Πρόσθια κινητή Στερνική πλάκα.
- Πρόσθια κινητή Ηβική πλάκα.
- Οπίσθια Ραχιαία πλάκα από πλαστικό υλικό.
- Το πρόσθιο πλαίσιο διαθέτει σύστημα αυξομείωσης του ύψους του Νάρθηκα σε θέση επιλογής.
- **Επιτρέπει μόνο την Ημικαθιστή θέση.**
- **Βελτιώνει τη σωστή στάση του Κορμού κατά τη βάδιση.**
- **Βελτιώνει το Άλγος και προλαμβάνει την Κύφωση.**



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Απαραεκτόπιστα Κατάγματα Σπονδύλων (Θ7 - Ο2).
Οστεοπορωτικά Κατάγματα (Θ7 - Ο2) **GRADE II, III.**

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ "IPER 35"**

Κωδικός	IPER 35			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Λεκάνης σε εκ.	60/75	75/90	90/105	105/115
Στέρνο - Ήβη σε εκ.	32/38	35/41	37/44	40/46

- Κατασκευή από **ελαφρύ** ειδικό κράμα αλουμινίου. Έως **900 γρ.**
- Διαθέτει πλαστικά κλείστρα ασφαλείας στα πλάγια τμήματα του (**σύστημα "PLUS"**) με τα οποία ο Ασθενής μπορεί να εφαρμόζει και να αφαιρεί το Νάρθηκα από μόνος του γρήγορα και με ασφάλεια.
- Εσωτερικά διαθέτει προσθαφαιρούμενες ολοκληρωμένες αφρώδεις από **LYCRA** επενδύσεις **που απορροφούν και απομακρύνουν την υγρασία.**
- Πρόσθια Στερνική πλάκα η οποία επιδέχεται **τηλεσκοπική οριζόντια** ρύθμιση από 8 εκ. έως 11 εκ. με πολύ εύκολο, γρήγορο και ασφαλή τρόπο.
- Επιδέχεται πλήρη **κάθετη τηλεσκοπική** ρύθμιση από 5 εκ. έως 10 εκ.
- Ρυθμιζόμενη Κοιλιακή ταινία. Διαθέτει πολυκεντρικούς μηχανισμούς με πλαστικά κλείστρα ασφαλείας στις περιοχές της Λεκάνης, οι οποίοι προσφέρουν ελεύθερη κίνηση και επιδέχονται εξαρτήματα ρύθμισης. Ρυθμίζει την Κοιλιακή ταινία σε θέσεις επιλογής Κάμψης - Έκτασης: 0° - 9° - 18° - 27° - 36°.
- **Επιτρέπει την καθιστή θέση και καθιστά τον Ασθενή λειτουργικό.**
- **Βελτιώνει τη σωστή στάση του Κορμού κατά τη βάδιση.**
- **Βελτιώνει το Άλγος και προλαμβάνει την Κύφωση.**



Η ΡΑΧΙΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ.

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Απαραεκτόπιστα Κατάγματα Σπονδύλων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - O2).
Οστεοπορωτικά Κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - O2) **GRADE II, III.**

**ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ "MODULAR"**

Κωδικός	35 K			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Λεκάνης σε εκ.	60/75	75/90	90/105	105/115
Στέρνο - Ήβη σε εκ.	34/42	36/46	40/52	42/54

- Κατασκευή από ελαφρύ ειδικό κράμα αλουμινίου.
- Πλαστικά κλείστρα ασφαλείας στα πλάγια τμήματα του. (σύστημα "PLUS").
- Δερμάτινες επενδύσεις.
- Πλήρης ρύθμιση οριζόντια (Στέρνο), κάθετη (Πλευρές).
- Πρόσθια Στερνική πλάκα.
- Ραχιαία πλάκα εφαρμογής.
- Οπίσθια αυτοκόλλητη ζώνη.
- Ρυθμιζόμενη Κοιλιακή ταινία στην περιοχή της Λεκάνης.
- Επιτρέπει την καθιστή θέση και τον Ασθενή λειτουργικό.
- Βελτιώνει τη σωστή στάση του Κορμού κατά τη βόδιση.
- Βελτιώνει το Άλγος και προλαμβάνει την Κύφωση.



Η ΡΑΧΙΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ.



ΕΥΚΟΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Απαραετόπιστα Κατάγματα Σπονδύλων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - Ο2).
Οστεοπορωτικά Κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - Ο2) **GRADE II, III.**



**ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ "HYPERMODULAR"**

Κωδικός	45			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Λεκάνης σε εκ.	60/75	75/90	90/105	105/115
Στέρνο - Ήβη σε εκ.	30/37	36/46	40/52	42/54

- Κατασκευή από ελαφρύ ειδικό κράμα αλουμινίου.
- Πλαστικά κλειστρα ασφαλείας στα πλάγια τμήματα του. (σύστημα "PLUS").
- Δερμάτινες επενδύσεις.
- Πλήρης ρύθμιση οριζόντια (Στέρνο), κάθετη (Πλευρές).
- Πρόσθια Στερνική πλάκα.
- Ραχιαία πλάκα εφαρμογής.
- Οπίσθια αυτοκόλλητη ζώνη.
- Ρυθμιζόμενη Κοιλιακή ταινία στην περιοχή της Λεκάνης.
- Διαθέτει επιπλέον ρύθμιση υπερέκτασης Κορμού.
- Επιτρέπει την καθιστή θέση.
- Βελτιώνει τη σωστή στάση του Κορμού κατά τη βόδιση.
- Βελτιώνει το Άλγος και προλαμβάνει την Κύφωση.



**Η ΡΑΧΙΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ.**



**Ο ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.**

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Απαραεκτόπιστα Κατάγματα Σπονδύλων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - Ο2).
Οστεοπορωτικά Κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - Ο2) **GRADE II, III.**

**ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ "HYPERMODULAR"**


Κωδικός	IPER 45			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Λεκάνης σε εκ.	60/75	75/90	90/105	105/115
Στέρνο - Ήβη σε εκ.	34/42	36/46	40/52	42/54

- Κατασκευή από **ελαφρύ** ειδικό κράμα αλουμινίου.
- **Πλαστικά κλείστρα ασφαλείας στα πλάγια τμήματα του** (σύστημα "PLUS").
- Επενδύσεις από **LYCRA**.
- Πλήρης ρύθμιση οριζόντια (Στέρνο), κάθετη (Πλευρές).
- Πρόσθια Στερνική πλάκα.
- Ραχιαία πλάκα εφαρμογής.
- Οπίσθια αυτοκόλλητη ζώνη.
- **Ρυθμιζόμενη Κοιλιακή ταινία στην περιοχή της Λεκάνης.**
- Διαθέτει επιπλέον ρύθμιση υπερέκτασης Κορμού.
- Επιτρέπει την καθιστή θέση.
- **Βελτιώνει τη σωστή στάση του Κορμού κατά τη βόδιση.**
- **Βελτιώνει το Άλγος και προλαμβάνει την Κύφωση.**

New



Η ΡΑΧΙΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ.



Ο ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Απαραετόπιστα Κατάγματα Σπονδύλων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - Ο2). Οστεοπορωτικά Κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - Ο2) **GRADE II, III.**



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΔΕΛΤΟΣΤΗΘΙΑΙΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Κωδικός	38 K			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Λεκάνης σε εκ.	60/75	75/90	90/105	105/115
Στέρνο - Ήβη σε εκ.	30/37	36/46	40/52	42/54

- Κατασκευή από **ελαφρύ** ειδικό κράμα αλουμινίου.
- **Πλαστικά κλείστρα ασφαλείας** στα πλάγια τμήματα του. (σύστημα "PLUS").
- Δερμάτινες επενδύσεις.
- Πλήρης ρύθμιση οριζόντια (Στέρνο), κάθετη (Πλευρές).
- Πρόσθια Στερνική Πλάκα.
- Ραχιαία πλάκα εφαρμογής.
- Οπίσθια αυτοκόλλητη ζώνη.
- **Ρυθμιζόμενη Κοιλιακή ταινία** στην περιοχή της Λεκάνης.
- Σύστημα δελτοστηθιαίων ωθήσεων που προκαλούν υπερέκταση του Κορμού.
- Επιτρέπει την καθιστή θέση και τον Ασθενή λειτουργικό.
- Βελτιώνει τη σωστή στάση του Κορμού κατά τη βάδιση.
- Βελτιώνει το Άλγος και προλαμβάνει την Κύφωση.



Η ΡΑΧΙΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ.



Ο ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΛΤΟΣΤΗΘΙΑΙΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ.

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Απαραετόπιστα Κατάγματα Σπονδύλων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - Ο2). Οστεοπορωτικά Κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - Ο2) **GRADE II, III.**

**ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΒΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ**

Κωδικός	36			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Λεκάνης σε εκ.	60/75	75/90	90/105	105/115
Στέρνο - Ήβη σε εκ.	35	38	41	44

- Κατασκευή από ελαφρύ ειδικό κράμα αλουμινίου.
- Πλαστικά κλείστρα ασφαλείας στα πλάγια τμήματα του. (σύστημα "PLUS").
- Δερμάτινες επενδύσεις.
- Πλήρης ρύθμιση οριζόντια (Στέρνο), κάθετη (Πλευρές).
- Πρόσθια Στερνική πλάκα.
- Ραχιαία πλάκα εφαρμογής.
- Οπίσθια αυτοκόλλητη ζώνη.
- Κεντρική Ηβική πλάκα που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακινητοποίηση του Κορμού.
- Επιτρέπει μόνο την ημικαθιστή θέση και όχι την καθιστή.
- Βελτιώνει τη σωστή στάση του Κορμού κατά τη βόδιση.
- Βελτιώνει το Άλγος και προλαμβάνει την Κύφωση.



Η ΡΑΧΙΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Απαρεκτόπιστα Κατάγματα Σπονδύλων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - Ο2).
Οστεοπορωτικά Κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - Ο2) **GRADE II, III.**

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ "COMPREHENSIVE LSO"

Κωδικός	COMPREHENSIVE LSO			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Οσφύος σε εκ.	63/76	76/89	89/101	101/114



- Αποτελείται από δύο "εργονομικά" πλαστικά τμήματα, πρόσθιο και οπίσθιο με ειδική ανατομική σχεδίαση υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερικά διαθέτει μαλακές επενδύσεις **FOAM** προσαφαιρούμενες αυτοκόλλητες με αντιβακτηριακή δράση, αντιαλλεργικές, αντιεφιδρωτικές. Μπορούν να πλυθούν όσες φορές χρειαστεί.
- Διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς "**CYBERTECH**" οι οποίοι προσφέρουν βαθμιαία αύξηση της συμπίεσης και έλεγχο της σταθεροποίησης.
- Στην οπίσθια επιφάνεια διαθέτει "**ΟΣΦΥΪΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ**".
- Στο οπίσθιο Οσφυϊκό τμήμα του, επιδέχεται σύστημα αεροθαλάμων το οποίο προσφέρει ακριβή κατανομή της πίεσης του αέρα, υψηλού βαθμού σταθεροποίηση και τέλεια εφαρμογή. Πραγματοποιεί κρυοθεραπεία άμεσα Μετεγχειρητικά, Μετατραυματικά για μείωση των Οιδημάτων και του Άλλου. **Πρέπει να ζητηθεί ξεχωριστά με κωδικό AIR BLADDER.**
- Σε περίπτωση Καταγμάτων, Νευροχειρουργικών επεμβάσεων στην Ο.Μ.Σ.Σ το ανατομικό σύστημα αεροθαλάμων αφαιρεί την πίεση από την Σπονδυλική Στήλη και αποτρέπει την απευθείας επαφή του Νάρθηκα με τις τομές.
- Μετεγχειρητικά προσφέρει προστασία Χειρουργικών υλικών, ενίσχυση της ταχύτητας Πόρωσης, μείωση των κινδύνων ανάπτυξης παραμορφώσεων της Σπονδυλικής Στήλης και αποφυγή ανάπτυξης Σπονδυλοαρθροπάθειας.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ AIR - BLADDER, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Θεραπευτική Αποκατάσταση σε: Σταθερά Εκρηκτικά Κατάγματα Σπονδύλων Ο.Μ.Σ.Σ. (Ο2 - Ο5). Σταθερά Συμπιεστικά Κατάγματα Σπονδύλων Ο.Μ.Σ.Σ. (Ο2 - Ο5). Πολυεπίπεδη Σπονδυλοδεσία Ο.Μ.Σ.Σ. (Ο2 - Ο5).

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ "COMPREHENSIVE TLSO"

Κωδικός	COMPREHENSIVE TLSO			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Οσφύος σε εκ.	63/76	76/89	89/101	101/114

- Αποτελείται από δύο "εργονομικά" πλαστικά τμήματα, πρόσθιο και οπίσθιο με ειδική ανατομική σχεδίαση υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερικά διαθέτει μαλακές επενδύσεις **FOAM** προσθαφαιρούμενες αυτοκόλλητες με αντιβακτηριακή δράση, αντιαλλεργικές, αντιεφιδρωτικές. Μπορούν να πλυθούν όσες φορές χρειαστεί.
- Διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς "**CYBERTECH**" οι οποίοι προσφέρουν βαθμιαία αύξηση της συμπίεσης και έλεγχο της σταθεροποίησης.
- Στην οπίσθια επιφάνεια διαθέτει "**ΟΣΦΥΪΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ**".
- Στο οπίσθιο Σπονδυλικό τμήμα του, επιδέχεται σύστημα αεροθαλάμων το οποίο προσφέρει ακριβή κατανομή της πίεσης του αέρα, υψηλού βαθμού σταθεροποίηση και τέλεια εφαρμογή. Πραγματοποιεί κρυοθεραπεία άμεσα Μετεγχειρητικά, Μετατραυματικά για μείωση των Οιδημάτων και του Άλλους. **Πρέπει να ζητηθεί ξεχωριστά με κωδικό AIR BLADDER.**
- Σε περίπτωση Καταγμάτων, Νευροχειρουργικών επεμβάσεων στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. το ανατομικό σύστημα αεροθαλάμων αφαιρεί την πίεση από την Σπονδυλική Στήλη και αποτρέπει την απευθείας επαφή του Νάρθηκα με τις τομές.
- Επιδέχεται πρόσθια προσθαφαιρούμενη Στερνική πλάκα (**T - BAR**) η οποία είναι ρυθμιζόμενου ύψους και προσφέρει Έκταση, Υπερέκταση του Κορμού.
- Μετεγχειρητικά προσφέρει προστασία Χειρουργικών υλικών, ενίσχυση της ταχύτητας Πύρωσης, μείωση των κινδύνων ανάπτυξης παραμορφώσεων της Σπονδυλικής Στήλης και αποφυγή ανάπτυξης Σπονδυλοαρθροπάθειας.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ AIR - BLADDER, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Θεραπευτική Αποκατάσταση σε: Σταθερά Εκρηκτικά Κατάγματα Σπονδύλων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - Ο2). Σταθερά Συμπίεστικά Κατάγματα Σπονδύλων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ7 - Ο4). Πολυεπίπεδη Σπονδυλοδυσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ7 - Ο4).

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ "AIR BACK"

Κωδικός	AIR BACK				
Φύλο	ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ				
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL
Περιφέρεια Θώρακος σε εκ.	66/76	68/78	73/83	83/94	91/101
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	56/66	61/71	66/76	76/86	91/101
Περιφέρεια Ισχίων σε εκ.	78/89	83/94	89/99	101/111	106/116
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	20	19	20	21,5	22
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	33	36	38	38	40
Φύλο	ΑΝΔΡΙΚΟ				
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL
Περιφέρεια Θώρακος σε εκ.	83/94	86/97	89/99	99/109	106/116
Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.	71/81	76/86	83/94	91/106	104/114
Περιφέρεια Ισχίων σε εκ.	83/94	89/99	96/106	101/111	111/121
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.	20	21	22	23,5	24,5
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.	37	38	38	39	42,5



- Κατασκευή από διάτρητο υλικό **KYDEX**, θερμοδιαμορφώσιμο.
- Εσωτερική επένδυση από προσθαιρούμενη αυτοκόλλητη φόδρα.
- Αποτελείται από δύο "**εργονομικά**" τμήματα, πρόσθιο και οπίσθιο.
- Τα δύο τμήματα εφαρμόζουν μεταξύ τους με πλαστικούς ιμάντες.
- Στο οπίσθιο Οσφυϊκό τμήμα του, επιδέχεται σύστημα αεροθαλάμων το οποίο προσφέρει ακριβή κατανομή της πίεσης του αέρα.
- Σε περίπτωση Καταγμάτων, Νευροχειρουργικών επεμβάσεων στην Ο.Μ.Σ.Σ. το ανατομικό σύστημα αεροθαλάμων αφαιρεί την πίεση από την Ο.Μ.Σ.Σ. και αποτρέπει την απευθείας επαφή του Νάρθηκα με τις τομές.
- Μετεγχειρητικά προσφέρει προστασία Χειρουργικών υλικών, ενίσχυση της ταχύτητας Πόρωσης, μείωση των κινδύνων ανάπτυξης παραμορφώσεων της Σπονδυλικής Στήλης και αποφυγή ανάπτυξης Σπονδυλοαρθροπάθειας.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:
 Σταθερά Εκρηκτικά Κατάγματα Σπονδύλων Ο.Μ.Σ.Σ. (Ο2 - Ο5).
 Σταθερά Συμπιεστικά Κατάγματα Σπονδύλων Ο.Μ.Σ.Σ. (Ο2 - Ο5).
 Πολυεπίπεδη Σπονδυλοδεσία Ο.Μ.Σ.Σ. (Ο2 - Ο5).

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ "T - AIR BACK"

Κωδικός

T - AIR BACK

Φύλο

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Μέγεθος

XS

S

M

L

XL

Περιφέρεια Θώρακος σε εκ.

66/76

68/78

73/83

83/94

91/101

Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.

56/66

61/71

66/76

76/86

91/101

Περιφέρεια Ισχίων σε εκ.

78/89

83/94

89/99

101/111

106/116

Πρόσθιο Ύψος σε εκ.

20

19

20

21,5

22

Οπίσθιο Ύψος σε εκ.

33

36

38

38

40

Φύλο

ΑΝΔΡΙΚΟ

Μέγεθος

XS

S

M

L

XL

Περιφέρεια Θώρακος σε εκ.

83/94

86/97

89/99

99/109

106/116

Περιφέρεια Οσφύος σε εκ.

71/81

76/86

83/94

91/106

104/114

Περιφέρεια Ισχίων σε εκ.

83/94

89/99

96/106

101/111

111/121

Πρόσθιο Ύψος σε εκ.

20

21

22

23,5

24,5

Οπίσθιο Ύψος σε εκ.

37

38

38

39

42,5

- Κατασκευή από διάτρητο υλικό **KYDEX**, θερμοδιαμορφώσιμο.
- Εσωτερική επένδυση από προσθαιρούμενη αυτοκόλλητη φόδρα.
- Αποτελείται από δύο "**εργονομικά**" τμήματα, πρόσθιο και οπίσθιο.
- Τα δύο τμήματα εφαρμόζουν μεταξύ τους με πλαστικούς ιμάντες.
- Στο οπίσθιο Οσφυϊκό τμήμα του, επιδέχεται σύστημα αεροθαλάμων το οποίο προσφέρει ακριβή κατανομή της πίεσης του αέρα και τέλεια εφαρμογή.
- Σε περίπτωση Καταγμάτων, Νευροχειρουργικών επεμβάσεων στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. το ανατομικό σύστημα αεροθαλάμων αφαιρεί την πίεση από την Σπονδυλική Στήλη και αποτρέπει την απευθείας επαφή του Νάρθηκα με τις τομές.
- Επιδέχεται πρόσθια προσθαιρούμενη Στερνική πλάκα (**T - BAR**) η οποία είναι ρυθμιζόμενου ύψους και προσφέρει Έκταση, Υπερέκταση του Κορμού.
- Μετεγχειρητικά προσφέρει προστασία Χειρουργικών υλικών, ενίσχυση της ταχύτητας Πόρωσης, μείωση των κινδύνων ανάπτυξης παραμορφώσεων της Σπονδυλικής Στήλης και αποφυγή ανάπτυξης Σπονδυλοαρθροπάθειας.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:
 Σταθερά Εκρηκτικά Κατάγματα Σπονδύλων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10 - Ο2).
 Σταθερά Συμπιεστικά Κατάγματα Σπονδύλων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ7 - Ο5).
 Πολυεπίπεδη Σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ7 - Ο5).

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

- Κωδ. 1584** Μεταλλικός μηχανισμός Οσφυϊκής έλξης με ενσωματωμένες τροχαλίες.
- Κωδ. 8601** Ζώνη Οσφύος από ελαστική φάσα με ιμάντες.
- Κωδ. 3050** Μεταλλική αφίδα 50 εκ. από επινικελωμένο αλουμίνιο. σχοινί και πλαστικούς γάντζους.
- Κωδ. 3022** Νylon θήκες νερού μέχρι 9 lt.



Ενδείξεις: Ιδανικό για την ενίσχυση της Αποθεραπεία σε: Οσφραλγίες, Ισχιαλγίες χρόνιας ή οξείας μορφής.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ

Κωδικός	8601			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Λεκάνης σε εκ.	65/85	85/105	105/125	Άνω 125
Χρώμα	Λευκό			

- Φάσα από μαλακό διπλό ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Αγκράφες από ανοξείδωτο μεταλλικό χάλυβα.
- Εσωτερική επένδυση από αντιαλλεργικό ύφασμα.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο.
- Πλάγιοι ρυθμιζόμενοι ιμάντες.
- Μπορεί να πλυθεί.



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΞΗΣ ΟΣΦΥΟΣ

Κωδικός	1584
Μέγεθος	Κοινό
Υψος σε εκ.	Από 83 Έως 106

- Κατασκευή από επινικελωμένο αλουμίνιο υψηλής ποιότητας.
- Τρεις πλαστικές τροχαλίες με μεταλλική επένδυση.



